

20xTBST 缓冲液(pH7.4)

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称 TBS,属于常规 pH缓冲液,常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜,或者配制封闭液,是常用分子生物学试剂,在TBS的基础上加入一定比例的Tween20能够大大增强TBS的洗涤作用。

20xTBST缓冲液(pH7.4)主要成分为Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠Tween 20、防腐剂等pH值约为7.4,主要用于Western Blot中PVDF、NC膜的洗涤,亦可作为封闭液的基础试剂。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品编号	产品名称	产品规格	保存条件
HC0893	20xTBST缓冲液(pH7.4)	500ml	RT

操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、一般稀释至1x, 进行下游实验。
- 3、清洗膜时, 每次5~10min, 重复3次。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期:12个月有效。